

# truelife


## FitScale W4 BT

### EN - INSTRUCTIONS FOR USE

The TrueLife FitScale W4 BT wireless smart scale measures body weight using bioelectrical impedance analysis (BIA). BIA technology is used to measure body fat and obtain data on the total body composition. The TrueLife FitScale W4 BT measures not only weight and body fat ratio, but also fat free mass, subcutaneous fat, visceral fat, muscle mass, skeletal muscle, bone mass, water, protein, BMI, AMR and BMR calorie analysis, metabolic age and body type. The scale is intended for home use only.

**GETTING STARTED:**  
– Before turning on the device, insert the two included AAA 1.5V batteries into the scale according to the diagram under the battery cover.  
– Place the scale on a flat and stable surface or mat.

**Note: If you use the scale on a soft surface or carpet, it will not show the results correctly.**



Scale on a flat surface and an uneven surface.


– To achieve consistent and accurate measurement results, use the scale at the same time of day under approximately the same conditions. If possible, avoid weighing yourself in the following cases:

1. During or immediately after strenuous exercise;
2. Immediately after a shower, bath or sauna;
3. After heavy alcohol consumption;
4. During or immediately after a meal;
5. During a fever.

### INSTALLING THE APP AND WEIGHING YOURSELF FOR THE FIRST TIME:

– The TrueLife FitScale W4 BT scale communicates with your smartphone using Bluetooth wireless technology. For the proper operation of the application, you will need a smartphone running iOS 8.0 or higher, or Android 4.4 or higher.

#### 1. Download the app and register or log in:



1. Scan the QR code or search for the app in App Store or on Google Play  
2. Register and fill in your personal data and parameters.

#### 2. Pair the scale with the application:



1. First, turn on location and Bluetooth on your smartphone.  
2. Stand on the scales. The scale switches on automatically when stepping on to it.  
3. Then find the scale in the application and pair it.

#### 3. Weigh yourself:

- In order for the scale to remember you and pair it with your account, you need to weigh yourself immediately after registration. When weighing yourself for the first time, CODE 1 appears on the top left of the screen.
- Weight units can be switched from kilograms (kg) to pounds (lb) by pressing the button on the bottom of the scale. The units can also be changed in the application.


**Note: Each time you weigh yourself, first touch the scale so that the display shows 0.00 kg. Only then weigh yourself.**

**Note: For a correct measurement, always stand upright on the scale and make sure the electrodes are in contact with your feet.**

**Note: In order for the scale to calculate all 15 measurement indices, you must always weigh yourself barefoot. Not all body parameters can be measured if you are wearing socks. Dirty feet can also affect the results.**

**Note: Never get off the scale until the measurement is completed. When weighing yourself, your body weight is calculated first. When the measurement is completed, the numbers on the display flash twice. Then a 0 moves along the display, which completes the measurement of body proportions. When done, the results will be displayed.**

**Note: If the scale does not work properly, reset it by holding down the button that switches units from kilograms to pounds.**



Graphic representation of feet on the scale surface

### DESCRIPTION OF THE DATA ON THE DISPLAY:

**68.00**  
kg      0000 0000

The value flashes twice – weighing is complete      The number 0 moves on the display – completing the measurement of body proportions

– After weighing yourself, the scale will measure fifteen body parameters using BIA technology. Three basic parameters such as body weight, water and fat are shown directly on the display. The results are displayed 3 times in a row. You can see the other results in the application.

**MULTIPLE USERS:**  
– The scale can remember up to twelve users. To measure and display all fifteen indices, each additional user must join the current account and fill in their personal data and parameters, or register as a new user.

– After adding an account or after a new registration, the user must immediately weigh themselves so that the scale remembers them and pairs with their account.

– During weighing, CODE 2-11 appears on the top left of the screen. This CODE appears on the screen each time the user steps on.

**Note: In order for the scale to be able to recognize which user is currently weighing themselves, send the results correctly to the application and assign them to the correct account, the difference between the users must be at least 4-5 kg.**

**Note: When weighing without using the application, the results are synchronized with the application each time the scale is switched on and re-paired with the application.**

**BASIC SPECIFICATIONS:**  
Dimensions: 31 cm x 31 cm x 2.5 cm  
Weighing range: 0.2 – 180 kg  
Weighing deviation: 0.1 kg

**MANUFACTURER'S RESPONSIBILITY:**  
TrueLife products are under warranty for manufacturing defects. Eleme s.r.o. are, in the event of such defects, under obligation to repair or replace the defective part or product with a comparable part or product at its own discretion. Other alterations, conversions or further unauthorized manipulation of the product will result in the termination of the warranty. This shall also occur should continued use of defective parts, negligence or other errors in the product usage result in loss or damage. The warranty does not apply to damage resulting from standard usage, accidental or normal wear and tear. Eleme s.r.o. assumes no responsibility for any accident, injury, death, loss or other claims relating to or arising out of the use of this product. Eleme s.r.o. shall under no circumstance be made liable for any incidental or consequential damages resulting from or during the use of this product or any of its components. Repayment or replacement of spare parts and/or products may be subject to charges for transportation, handling, replacement and/or replenishment.

### SAFETY PRECAUTIONS WHILST USING THE EQUIPMENT:

1. Carefully read the enclosed safety instructions.
2. For the correct handling of the product, read the latest version of the manual available at [www.truelife.eu](http://www.truelife.eu).
3. Use only the supplied rechargeable batteries for the parent unit.
4. When using batteries in the baby unit, use the supplied non-rechargeable batteries or choose Alkaline 1.5V AAA.

Typing and printing errors are reserved.

### MANUFACTURER:

elemē s.r.o.,  
Bráškova 15, 16100 Prague 6, Czech Republic

### Explanation of terms:

Measured indices:

- BMI (Body Mass Index) is an index that is used to classify if you are underweight, overweight or various degrees of obesity. It is a calculated index from height and weight.
- AMR (Active Metabolic Rate) is an index that determines the amount of energy that the body consumes in an active state in one day.
- BMR (Basal Metabolic Rate) is an index that determines the amount of energy that the body needs at complete rest to maintain its basic functions.

Icons:



Fat%



Water%

### DE – BEDIENUNGSANLEITUNG

Die drahtlose intelligente Waage TrueLife FitScale W4 BT misst die Körperproportionen mittels bioelektrischer Impedanzanalyse (BIA). Die BIA-Technologie wird verwendet, um das Körperfett zu messen und Daten zur Gesamtkörperzusammensetzung zu erhalten. Die Waage TrueLife FitScale W4 BT misst nicht nur Gewicht und Fettanteil, sondern auch fettfreies Gewicht, subkutanes Fett, sitzendes Fett, Muskulatur, Skelettmuskel, Skelettmuskel, Wasser, Eiweiß, ermittelte BMI, AMR und BMR Kalorienanalyse, metabolisches Alter und Körpertyp. Die Waage ist nur für den Heimgebrauch bestimmt.

### INBETRIEBNAHME:

- Legen Sie vor der ersten Inbetriebnahme der Waage die beiden mitgelieferten AAA-Batterien (1.5V) gemäß der Abbildung unter der Batterieabdeckung in die Waage ein.
- Legen Sie die Waage auf eine ebene und feste Fläche oder Unterlage.

**Hinweis: Wenn Sie die Waage auf einer weichen Oberfläche oder einem Teppich verwenden, zeigt sie Ihnen nicht die richtigen Ergebnisse an.**



Waage von der Seite auf ebenem Untergrund und Waage auf unebenem Untergrund.

– Um konsistente und genaue Messergebnisse zu erhalten, verwenden Sie die Waage zur gleichen Tageszeit unter annähernd gleichen Bedingungen. Vermeiden Sie in diesen Fällen nach Möglichkeit eine Wägung:

1. Während oder unmittelbar nach anstrengender Bewegung;
2. Direkt nach einer Dusche, einem Bad oder einer Sauna;
3. Nach starkem Alkoholkonsum;
4. Während oder unmittelbar nach einer Mahlzeit;
5. Während eines Fiebers.

### INSTALATION DER APP UND ERSTE WÄGUNG:

– Die Waage TrueLife FitScale W4 BT kommuniziert mit Ihrem Telefon über die drahtlose Bluetooth-Technologie. Damit die App richtig funktioniert, benötigen Sie ein Mobiltelefon mit mindestens iOS Version 8.0 oder Android Version 4.4.

#### 1. Laden Sie die App herunter und registrieren Sie sich oder melden Sie sich an:



1. Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie nach der App im App Store oder bei Google Play  
2. Registrieren Sie sich und geben Sie Ihre persönlichen Daten und Parameter ein.

#### 2. Koppeln Sie die Waage mit der App:



1. Schalten Sie zunächst die Standortinformationen und Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon ein.  
2. Stellen Sie sich auf die Waage. Die Waage schaltet sich automatisch ein, wenn Sie auf ihre Oberfläche treten.  
3. Suchen Sie dann die Waage in der App und koppeln Sie sie.

**3. Wiegen Sie sich:**  
– Damit die Waage Sie erinnert und sich mit Ihrem Konto koppelt, müssen Sie sich sofort nach der Registrierung wiegen. Beim ersten Wiegen erscheint oben links auf dem Bildschirm CODE 1.

– Die Gewichtseinheiten können durch Drücken der Taste an der Unterseite der Waage von Kilogramm (kg) auf Pfund (lb) umgestellt werden. Die Einheiten ändern sich auch in der App.

**Hinweis: Berühren Sie vor jeder Wägung die Waage zuerst, so dass das Display 0,00 kg anzeigt. Fangen Sie erst dann an, sich zu wiegen.**

**Hinweis: Für ein korrektes Wiegen stehen Sie immer aufrecht auf der Waage, wobei Ihre Füße die Elektroden berühren.**

**Hinweis: Damit die Waage alle 15 Messindizes berechnen kann, müssen Sie sich immer barfuß wiegen. Beim Wiegen mit Socken kann die Waage nicht alle Körperparameter messen. Auch verschmutzte Füße können das Wiegergebnis beeinflussen.**

**Hinweis: Steigen Sie niemals von der Waage ab, bevor die Messung abgeschlossen ist. Beim Wiegen wird zunächst das Körpergewicht berechnet. Wenn die Messung abgeschlossen ist, blinken die Zahlen auf dem Display zweimal. Anschließend wird eine laufende 0 auf dem Display angezeigt, um die Messung der Körperproportionen abzuschließen. Wenn die Messung abgeschlossen ist, werden die Ergebnisse angezeigt.**

**Hinweis: Wenn die Waage nicht richtig funktioniert, setzen Sie sie zurück, indem Sie die Kilogramm-/Pfund-Umschalttaste gedrückt halten.**

**Note: In order for the scale to be able to recognize which user is currently weighing themselves, send the results correctly to the application and assign them to the correct account, the difference between the users must be at least 4-5 kg.**

**Note: When weighing without using the application, the results are synchronized with the application each time the scale is switched on and re-paired with the application.**

### BOX CONTENTS:

1. TrueLife FitScale W4 BT
2. 2 x 1.5V AAA batteries
3. User manual



Grafische Darstellung der Füße auf der Waagenoberfläche

### BESCHREIBUNG DER ANZEIGEDATEN:

**68.00**  
kg      0000 0000

Die Wert blinks zweimal – das Wiegen ist abgeschlossen

Die Zahl 0 bewegt sich über das Display – die Messung der Körperproportionen wird abgeschlossen

Nach dem Wiegen Ihres Körpergewichts misst die Waage fünfzehn Körperparameter mit Hilfe der BIA-Technologie. Drei Grundparameter wie Körpergewicht, Wasser und Fett werden direkt auf dem Display der Waage angezeigt. Die Ergebnisse werden insgesamt 3 Mal hintereinander auf dem Display wiederholt. Der Rest der Ergebnisse wird in der App angezeigt.

**ZVÁDZENIE:**

– Aby si vás váha zapamatovala a spárovala se s vašim účtem, je potřeba, abyste se po registraci ihned zvážili. Prí prvom vážení sa na obrazovke nahoľe objeví CODE 1.

– Jednotky hmotnosti môžu byť prepnuté z kilogramov (kg) na libry (lb) stisknutím tlačítka zospodu váhy. Jednotky sa změní v aplikaci.

**Upozornenie: Pred každým vážením sa váha nejprve dotknite, aby displej ukazoval hodnotu 0,00 kg. Až potom sa začnete vážiť.**

**Upozornenie: Abi vaha vypočala všetky 15 indexov merania, je potrebné, aby ste vziaľ vždy naboso. Vážením s ponúkanou ležmi zmeriť všetky telesné parametre. Spinávadlo chodila môžu ovlivniť výsledky váženia.**

**Upozornenie: Niky z váhy nepestujte dŕív, než se dokončí meranie. Pri vážení sa nejprve vypočítajte telasné hmotnosť. Keďže je merenie dokončené, čísla na displeji vzbližia základné telesné proporcii. Po dokončení sa zobrazia výsledky.**

**Upozornenie: Pokiaľ váha nefunguje správne, resetujte ju podľa tlačidla pre prepínanie jednotiek z kilogramov na libry.**

### VERPACKUNGSHALT:

1. TrueLife FitScale W4 BT
2. 2x 1.5V AAA-Batterie
3. Benutzerhandbuch

### GRUNDLEGE SPECIFIKATIONEN:

Abmessungen: 31 cm x 31 cm x 2,5 cm

Wägebereich: 0,2 – 180 kg

Wägeabweichung: 0,1 kg

### HERSTELLERVERANTWORTUNG:

Für TrueLife-Produkte gilt eine Garantie auf Herstellungsmängel, die im Rahmen der Garantie abzustellen oder das fehlerhafte Teil oder das Produkt gegen ein vergleichbares Teil oder Produkt gemäß eigenem Ermessen auszuwechseln. Eine Übertragung, Änderung oder andere unbefugte Manipulation mit dem Produkt bedeutet ein Überschreiten des Umfangs der Garantie. Und zwar auch dann, wenn es in Folge eines Mangels, einer Unzulänglichkeit oder anderen Fehlers zu Ihrem Verlust oder Beschädigung kommt. Die Garantie bezieht sich nicht auf Schäden, die sich durch die Benutzung, einen Unfall oder gewöhnliche Abnutzung ergeben. Das Unternehmen elemē s.r.o. übernimmt keine Verantwortung für jegliche Unfälle, Verletzungen, Tod, Verlust oder andere mit der Benutzung dieses Produkts zusammenhängende oder sich daraus ergebenden Forderungen. Das Unternehmen trägt in keinem Fall Verantwortung für Schäden, die zufällig oder ursächlich mit der Benutzung dieses Produkts oder eines seiner Bestandteile zusammenhängt oder sich daraus ergeben. Für das Zurückgeben oder der Austausch von Ersatzteilen und/oder des Produkts können Gebühren für den Transport, die Bearbeitung, den Austausch und/oder die Ergänzung fällig werden.

### SICHERHEIT BEI DER ARBEIT MIT DEM GERÄT:

#### 1. Lesen Sie sich die beigelegten Sicherheitsanweisungen aufmerksam durch.

#### 2. Für den richtigen Umgang mit dem Produkt lesen Sie sich die aktuelle Version des Handbuchs, die es zum Herunterladen gibt auf der Seite: [www.truelife.eu](http://www.truelife.eu).

#### 3.

**VÝROBČA:**  
elém s.r.o.,  
Brášovská 15, 16100 Praha 6, Česká republika



**ZAWARTOŚĆ ZESTAWU**  
1.Truelife FitScale W4 BT  
2.2x bateria 1,5V AAA  
3.Instrukcja użytkownika

#### PODSTAWOWE SPECYFIKACJE:

Wymiary: 31 cm x 25 cm  
Zakres ważenia: 0,2 - 180 kg  
Odczyt ważenia: 0,1 kg

#### ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA

Produkty Truelife objęte są gwarancją na wady produkcyjne. W przypadku takich nad obowiązkiem firmy elém s.r.o. jest naprawa lub wymiana wadliwej części lub produktu za porównywalną cenną lub produkt w własnym uznaniu. Przesienienie, zmiana lub inną nieupoważnioną manipulacją z produktem oznacza przekroczenie zakresu niniejszej gwarancji. Nawet w przypadku, gdy w wyniku usterki, zaniebania lub innego błędu na produkcje dojdzie do utraty lub uszkodzenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z użytkowaniem, wypadku lub zwykłego zużycia. Firma elém s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki, zranienia, śmieci, utratę lub inne roszczenia związane z wykorzystywaniem niniejszego produktu. Firma elém s.r.o. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe lub późniejsze szkody związane lub wynikające z wykorzystywaniem niniejszego produktu, aniżeli jego części. Zwrot lub wymiana części zapasowych i/lub produktu może podlegać opłacie za przesyłkę, manipulację, wymianę i/lub uzupełnienie.

#### BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS PRACY Z URZĄDZENIEM:

- Dokładnie zapoznaj się z załączoną instrukcją bezpieczeństwa.
- W celu prawidłowego obchodzenia się z produktem należy zapoznać się z najnowszą wersją instrukcji, która jest dostępna do pobrania na stronie: <https://www.truelife.eu/>.
- W jednostce roździej używać tylko dostarczonych baterii jednorazowych lub wybrać baterie alkaliczne 1,5 V AAA.
- W przypadku korzystania z baterii w jednostce dziecka należy użyć dostarczonych baterii jednorazowych lub wybrać baterie alkaliczne 1,5 V AAA.

**PRODUCENT:**  
elém s.r.o.,  
Brášovská 15, 16100 Praga 6, Republika Czeska



#### Wyznaczenie pojęć

- Mierzone wskaźniki:  
– BMI (Body Mass Index) to wskaźnik, który służy do klasyfikacji niedowagi, nadwagi lub różnego stopnia otyłości. Jest to wyliczony wskaźnik na podstawie wzrostu i masy ciała.  
– AMR (Active Metabolic Rate) to wskaźnik określający ilość energii, jaką organizm zużywa w stanie aktywnym w ciągu jednego dnia.  
– BMR (Basal Metabolic Rate) to wskaźnik określający ilość energii potrzebnej organizmowi w stanie pełnego spoczynku do utrzymania podstawowych funkcji.

Ikon:  
• Tłuszcze%  
• Woda%


#### HU – FELHASZNÁLÓ I KÉZIKÖNYV

A TrueLife FitScale W4 BT wezeltek nélküli intelligens mérleg a testsúlyt bioelektromos impedanciamezős (BIA) technológiával és a BIA és a testzsír, valamint a test komplex összetételeinek mérése szolgál. A TrueLife FitScale W4 BT mérleg nem csak a súlyt és a zsírányt méri, hanem a zsírmest súlyt, a szubkután zsírt, a mélyzsírt, az izomzsírt, a vázizomzatot, a vátőmeteget, a vizet és a fehérjét is, valamint meghatározza a BMI-t, a metabolikus életkort és a testtípusit, amely az elém BMR kalórialemezést végez. A mérleg otthoni használatra készült.

#### BEKAPCSOLÁS:

- Az első üzembe helyezés előtt helyezze be az elemház fedele alatt látható ábra szerint a két mellékelt 1,5V-AAA elemet.
- A mérleget egységes és szilárd felületre, alátétre helyezze.

Figyelem: Ha a mérleget puha felületen vagy színogen használja, az nem a valós értékeket mutatja.



A mérleg szemből néve egységes, illetve nem egységes felületen.

- A pontos és következetes eredmények érdekében a mérleget minden ugyanazon napszakban és megközelítőleg azonos feltételek mellett használja. Lehetőség szerint kerülje a mérleg használatát az alábbi esetekben:

1. Közvetlenül vagy nem sokkal egy fárásztó edzés után;
2. Zuhanyozás, fürdés vagy száuanás után;
3. Nagyobb mennyiségű alkohol fogyasztása után;
4. Etkészlet alatt vagy közvetlenül azt követően;
5. Láz esetén.

#### ALKALMAZÁSI TELEPÍTÉS ÉS AZ ELSŐ MÉRÉS:

– A TrueLife FitScale W4 BT minden vezeték nélküli Bluetooth technológiával segítségével kommunikál a telefonttal. Az alkalmazás helyes működéséhez minimum 8,0-as iOS operációs rendszerrel vagy

minimum 4,4-es Android verzióval rendelkező mobiltelefonra van szükség.

1. Töltsé le a alkalmazást, majd regisztráljon vagy jelentkezzen be:



truelife.eu/56571/app

1. Zezkanuj kod QR lub wyszukaj aplikację App Store lub Google Play

2. Zarejestruj się i uzupełnij dane osobowe i parametry.

2. Sparuj wagę z aplikacją:



1. Najpiękniej informacje o lokalizacji i Bluetooth w swoim telefonie komórkowym.

2. Stan na wadze. Waga włącza się automatycznie po wejściu na jej powierzchnię.

3. Następnie znajdź wagę w aplikacji i sparuj ją.

3. Zawsze: Aby waga zapamiętała Cię i sparowała się z Twoim kontem, musisz natychmiast po rejestracji zawsze z niej. Podczas pierwszego wejścia na ekranie pojawi się w lewym górnym rogu CODE 1.

– Jednostki masy można zmienić z kilogramów (kg) na funty (lb) przez naciśnięcie przycisku od spodu wagi. Jednostki zmieniają się również w aplikacji.


Uwaga: Przed każdym ważeniem należy naciągnąć wagę tak, aby na wyświetlaczu pojawiło się 0,00 kg. Dopiero wtedy rozpocznij ważenie.

Uwaga: W celu prawidłowego ważenia należy zawsze stać prosto na wadze i dotknąć elektrod stopami.

Uwaga: Aby waga obliczyła wszystkie wskaźniki pojawiły się na ekranie. Wszystkie parametry ciała można zmieniać poprzez ważenie w skarpetkach. Brudne stopy mogą również wpływać na wyniki ważenia.

Uwaga: Nigdy nie schodź z wagi przed zakończeniem pojawiły się na ekranie cyfry na wyświetlaczu migając dwukrotnie. Następnie na wyświetlaczu pojawią się ruchome 0, co konczy pojawiły się na ekranie cyfry na wyświetlaczu migając dwukrotnie.

Uwaga: Aby waga nie działa prawidłowo, zresetuj ją, przytrzymując przycisk służący do przełączania jednostek z kilogramów na funty.



Graficzne przedstawienie stóp na powierzchni wagi

#### OPIS DANYCH NA WYSZWIETLACZU:



Wartość mignie 2 razy – ważenie zakończone  
Po wyświetlaczu przesuwa się cyfra 0 – koniec pojawiły się na ekranie.

– Po zakończeniu masy ciała, waga zmierzy pięćnastce parametrów ciała za pomocą technologii BIA. Trzy podstawowe parametry, takie jak masa ciała, woda i tłuszcz, są wyświetlane bezpośrednio na wyświetlaczu wagi. Wyniki na wyświetlaczu są powtarzane w sumie 3 razy z rzędu. Pozostałe wyniki wyświetlają się w aplikacji.

WIĘCEJ UŻYTKOWNIKÓW:

- Waga potrafi zapamiętać nawet dwunastu użytkowników. Aby zmierzyć i wyświetlić wszystkie piętnaście wskaźników, każdy dodatkowy użytkownik musi zawsze dołączyć do obecnego konta i uzupełnić swoje dane osobowe i parametry lub całkowicie się ponownie zarejestrować.
- Po dodaniu konta lub po nowej rejestracji użytkownik musi od razu się związać, aby waga go zapamiętała i sparowała się z jego kontem.
- Podczas ważenia na ekranie pojawi się w lewym górnym rogu CODE 2-11. Ten CODE pojawia się na ekranie za każdym razem, gdy użytkownik vhodzi na wagi.

Uwaga: Aby waga była w stanie rozpoznać, który użytkownik aktualnie na niej się waży oraz poprawnie wpisać wyniki do aplikacji i przypisać je do właściwego konta, konieczne jest, aby różnica pomiędzy użytkownikami w masie ciała wynosiła co najmniej 4-5 kg.

Uwaga: W przypadku ważenia bez użycia aplikacji wyniki są synchronizowane z aplikacją za każdym razem po włączeniu i ponownym sparowaniu wagi z aplikacją.



A talpkap grafikus megjelenítése a mérlegben

#### A KIJELZŐN LÁTHATÓ ADATOK ISMERTETÉSE:



Az érték kétszer villog - vége a mérésnek  
A kijelzőn a 0 szám mozig – a testarányok mérésének befejezése

#### 2. Zdržíte tehnico z aplikacijo:



1. Najprije vklopite podatke o lokaciji in Bluetooth v svojem mobilnem telefonu.  
2. Postavite se na tehnico. Tehnico se samodejno vklopi, ko stopite na njeno površino.  
3. Nato poščite tehnico v aplikaciji in jo zdržite.

#### 3. Stehajte se:

- Da bi si was tehnica zapomnila in se zdržila z vašim računom, se morate po registraciji takoj stehtati. Pri prvem tehtanju se na zaslonu zgrov levo prikaže CODE 1.
- Enote za maso je mogoče preklopiti s kilogramom (kg) na funte (lb) s pritiskom na gumb pod tehnico. Enote se spremenijo tudi v aplikaciji.

Opozorilo: Pred vsakim tehtanjem se tehnice najprej dotaknite, da zaslon prikaže vrednost 0,00 kg. Še nato se začnete tehtati.

Opozorilo: Za pravilno tehtanje vedno na tehnici stoje pokončno in se z nogami dotikajte elektrode.

Opozorilo: Da bi tehnica izračunala vseh 15 indeksov merjenja, se morate vedno tehtati bos. Pri tehtanju v nogavicah ni mogoče izmeriti vseh telesnih parametrov. Umazana stopala lahko prav tako vplivajo na rezultate tehtanja.

Opozorilo: S tehnico nikoli ne stopite pred koncem merjenja. Pri tehtanju se najprej izračuna telesna masa. Ko je merjenje končano, stevilke na zaslonu dvakrat zadržajo. Nato se prikazuje premikajoča se o na zaslonu, ki zaključuje merjenje telesnih razmer. Po končanem merjenju se prikazuje rezultat.

Opozorilo: Če tehnica ne deluje pravilno, jo ponastavite s pridržanjem gumba za preklopjanje enot za maso.



Grafična ponazoritev stopal na površini tehnice

#### OPIS PODATKOV NA ZASLONU:



Vrednost dvakrat zadržajo – tehtanje je končano  
Število 0 se premika po zaslonu – Zaključevanje merjenja telesnih razmer

– Tehnica vam po tehtanju vaše telesne mase s pomočjo tehnologije BIA izmeri petnajst indeksov trije osnovni parametri – telesna masa, voda in maščoba – se na zaslonu neposredno na zaslonu tehtnice. Rezultati se na zaslonu skupno 3 x zapored ponovijo. Ostali rezultati se vam prikazujejo v aplikaciji.

#### VEČ UPORABNIKOV:

- Tehnica si lahko zapomni do dvajset uporabnikov. Za merjenje in prikaz vseh petnajstih indeksov se mora vsak uporabnik vedno prijaviti v trenutni račun in izpolnit svoje osebne podatke in parametre oziroma se na novo registrirati.
- Po dodanem računu ali novi registraciji se mora uporabnik takoj stehtati, da si ga tehnica zapomni in ga zdrži z njegovim računom.
- Pri tehtanju se na zaslonu zgrov levo prikaže CODE 2-11. Ta CODE se na zaslonu pojavi vsakič, ko natanj stopi uporabnik.

Opozorilo: Da bi tehnica lahko prepozna, kateri uporabnik se na nej trenutno tehtata in rezultate pravilno vpisala v aplikacijo in jih dodelila pravemu računu, mora biti razlika med uporabniki in masi vsaj 4-5 kg.

Opozorilo: Pri tehtanju brez uporabe aplikacije se rezultati sinhronizirajo za aplikacijo vedno po vključuji in ponovno zdržati tehnice z aplikacijo.

#### VSEBINA PAKIRANJA:

1. Figyelmes olvasza el a mellékelt biztonsági utasításokat.
2. A termék megfelelő használata szerint. A termék eladása, módosítása vagy egyéb jogosultságai a garancia aláírását vagy termékkel kapcsolatos szerződésben leírtak szerinti.
3. A termék megfelelő használata az érdekelőn töltsé le a használati útmutatót [www.truelife.eu](http://www.truelife.eu) oldalon található leírásban.

3. A szülőnél lévő egységekhez kizárolag a csomagolás részét képező töltőtől eltérően használja.

4. Ha elemek használja a babánnal lévő egységet, a mellékelt nem újratölthető elemeket, vagy Alkaline 1,5V AAA típusú elemeket használjanak.

#### GYÁRTÓ:

elém s.r.o.,  
Brášovská 15, 16100 Praga 6, Česká republika



#### OSNOVNE SPECIFIKACIJE:

Dimenzijs: 31 cm x 31 cm x 2,5 cm

Razpon tehtanja: 0,2-180 kg

Odstopanje tehtanja: 0,1 kg

#### ODGOVORNOST PROIZVADJA:

Za izdelke TrueLife velja garancija za proizvodne napake. Dolžnost družbe elém s.r.o. na podlagi garancije je, da v primeru takih napak popravi ali zamenja pokvarjeni del ali izdelek za primerljiv del ali izdelek po lastni presoji. Kako/akor sprememba ali drugo nepooblaščeno rukovanje z izdelkom pomeni prekoračitev obvezov tehtanje. Tako je tudi v primeru, da zaradi posledic okvare, nepooblaščeni ali drugi napake na izdelku pride do njegove izgube ali poškodbe. Družba elém s.r.o. ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnike resnike, poškodbe, smrt, izgubo ali druge zahteve, ki so pooblaščeni ali posledične škode, ki so povezane ali izhajajo iz uporabe tega izdelka. Družba elém s.r