



SonicBrush UV

Video - How to use SonicBrush UV

Video - Equipment of SonicBrush UV



EN - INSTRUCTIONS FOR USE

- Base with UV lamp
- Brush handle
- 1x Sensitive head, 1x Standard head, 1x Whiten head
- Travel case

Product Description

Brush Handle

- 1 Power button
- 2 Cleaning mode button
- 3 Mode indicator
- 4 Charging indicator

Base

- 5 UV lamp cover
- 6 Base
- 7 UV lamp
- 8 Sanitizer cover
- 9 Charging cradle
- 10 Power cord
- 11 Plug

Brush Heads

- 12 Identification ring


Charging

Before charging, make sure the brush handle is turned off. Insert the plug into the socket and place the handle into the charging cradle. When charging, the charging indicator light lights red on the handle. When fully charged the indicator turns green.

- 1 A full charge lasts for about 24 hours. Full capacity is sufficient for 20 pre-set cycles or approximately 10 days when cleaning teeth twice a day.
- 2 The brush must be charged for 24 hours:


 - Before first use
 - If it hasn't been used for 3 months
 - If the battery is completely empty

- 3 To maintain full capacity, keep the brush in the stand when idle. The stand must be plugged into a wall socket.
- 4 When charging, the brush may become hot.



Tooth cleaning

- 1 For maximum efficiency, divide the cleaning into 4 sections and give each section 30 seconds.
- 2 After 30 seconds, the toothbrush will pause briefly to alert you to move to the next section. After 2 minutes, the brush will switch itself off. Clean at least twice a day, morning and evening.
- 3 Place the brush head firmly on the metal shaft with the bristles facing the front of the handle.
- 4 Wet the head, apply toothpaste and spread it over the teeth.
- 5 Turn the toothbrush on with the ON/OFF button. To select another mode, press the button below.
- 6 In each section, start by cleaning the outside of the teeth, then the inside of the teeth, and finally clean the surfaces. Hold the toothbrush tilted so that the bristles gently touch the teeth and gum margins at the same time. When brushing, do not push the brush and do not make circular movements as with a manual toothbrush, but move slowly from one tooth to the next.
- 7 Rinse the brush head and body under running water and then wipe with a cloth or towel and place back in the base.



Cleaning modes

CLEAN - For routine cleaning and plaque removal

SOFT - For cleaning sensitive teeth and gums

WHITEN - For removing stubborn plaque and whitening teeth

MASAGE - For stimulating the gums and improving their health

UV Lamp

The base includes a UV lamp that disinfects the cleaning head after each use. The UV lamp can remove 99.9 % of common bacteria such as E. Coli, Salmonella, Candida Albicans and the H. Simplex or H1N1 viruses.

- Only disinfect the original head with the UV lamp.

- The cleaning cycle lasts around 10 minutes and when finished the lamp switches itself off.

- The cycle starts automatically when the sanitizer cover is closed.

1. Clean and dry the head.

2. Open the UV lamp cover.

3. Place the head in the rack with the bristles pointing towards the UV lamp.

4. Make sure the charging base is plugged in.

5. Close the sanitizer cover and the disinfection process automatically begins.

- The blue illumination of the UV lamp indicates that the lamp is on and the cleaning cycle is in progress. The light might not be noticeable in brightly lit spaces.

- After the cleaning cycle is finished, the lamp automatically turns off and the light goes out.

Maintenance

Before cleaning, make sure the device is not plugged in.

Base

Wipe the dirt from the charging cradle and UV lamp with a soft cloth.

Brush

1. Remove the brush head.

2. Wipe the dirt off all surfaces with a soft cloth and put the brush back on the charging base. Do not immerse the handle completely in water.

3. Rinse the brush head and bristles after each use.

4. Do no wash the brush or any of its parts in the dishwasher.

Recommendation: Change the heads after 3 months or when the blue bristles turn white.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
Brush does not work	Brush has never been turned on or has not been used for more than 3 months	Allow brush to charge for at least 24 hours

Weak or intermittent vibration

Brush is pressed too hard on the teeth

Reduce the amount of pressure on the teeth

Brush only works for a short amount of time or switches off immediately when disconnected from the charging base

Battery is at the end of its life cycle

Contact customer support

Sanitizer cover is not closed

Close cover

Base not plugged in

Plug the base into the wall socket

UV lamp is damaged

Contact customer support

- If the UV lamp shatters, do not touch it and leave it for 30 minutes after which time it is safe to clear the shards and contents.

Responsibility of the Manufacturer

TrueLife products are subject to a warranty that covers manufacturing defects. In the event of such defects, the company elem6 s.r.o. is obliged under warranty to either repair or replace the complete product as we may choose. If any conversion, alteration or repair is undertaken by an unauthorized person, the guarantee becomes void. The warranty does not cover any damage resulting from improper use, normal wear or caused accidentally. The company elem6 s.r.o. assumes no responsibility for any accidents, injuries, death, loss or other claims relating to or arising from the use of this product. The company elem6 s.r.o. in no event shall be liable for incidental or consequential damages in connection with or arising from the use of this product or any of its components. Repayment or replacement of parts and/or products may be subject to shipping, handling, replacement and/or shipping charges.

Printing error and information changes reserved.

DE - BEDIENUNGSANLEITUNG

Packungsinhalt

- Ladestation mit UV-Reinigung
- Handstück
- 1x Sensitive Köpfe, 1x Standard Köpfe, 1x Whiten Köpfe
- Reisekoffer

Produktbeschreibung

Handstück

- 1 AN/AUS-Taste
- 2 Putzmodus-Taste
- 3 Modus-Anzeige
- 4 Ladeanzeige

Ladestation

- 5 UV-Licht-Gehäuse
- 6 Reinigungsgehäuse
- 7 UV-Licht
- 8 Ladeschale
- 9 Ladestation
- 10 Ladekabel
- 11 Stecker

Bürstenköpfe

- 12 Identifikationsring

Aufladen

Vor dem Aufladen muss das Handstück ausgeschaltet sein. Den Stecker in die Steckdose einstecken und das Handstück in die Ladeschale einlegen. Während das Aufladen erfolgt, leuchtet die Ladeanzeige auf dem Handstück rot. Wenn das Gerät vollgeladen ist, leuchtet die Ladeanzeige grün.

1. Die Zahnbürste wird in ca. 24 Stunden vollgeladen. Die volle Kapazität reicht für 20 voreingestellte Zyklen oder ungefähr 10 Tage, an denen die Zahnbürste pro Tag geputzt werden.

2. Die Zahnbürste muss 24 Stunden geladen werden:

- Vor der ersten Verwendung

- Wenn sie 3 Monate nicht verwendet wurde

- Wenn der Akku komplett leer ist

- Um die volle Kapazität zu bewahren, ist die Zahnbürste immer in der Ladestation zu lassen, wenn sie gerade nicht benutzt wird. Die Ladestation muss an die Steckdose angeschlossen sein.

4. Die Zahnbürste kann heiß werden, wenn sie aufgeladen wird.

Zähne-reinigung

1. Für maximale Effizienz teilen Sie die Reinigung in 4 Abschnitte auf und geben Sie jedes Abschnitt 30 Sekunden. Nach 30 Sekunden macht die Zahnbürste eine kurze Pause, um Sie darauf hinzuweisen, zum nächsten Abschnitt überzugehen. Nach 2 Minuten schaltet sich die Bürste ab. Putzen Sie mindestens zweimal am Tag, morgens und abends.

2. Setzen Sie den Bürstenkopf fest auf den Metallschaft, so dass die Borsten zur Vorderseite des Griffs zeigen.

3. Feuchten Sie den Kopf, tragen Sie Zahnpasta auf und verteilen Sie sie auf den Zahnen.

4. Schalten Sie die Zahnbürste mit der ON/OFF-Taste ein. Um einen anderen Modus zu wählen, drücken Sie die Taste darunter.

5. Beginnen Sie in jedem Abschnitt mit der Reinigung der Außenseite der Zähne, dann der Innenseite der Zähne und schließlich der Oberflächen. Halten Sie die Zahnbürste schräg, so dass die Borsten gleichzeitig die Zähne und die Zahnhilfsschänder sanft berühren.

Drücken Sie die Bürste beim Putzen nicht und machen Sie keine kreisenden Bewegungen wie bei einer Handzahnbürste, sondern gehen Sie langsam von einem Zahn zum nächsten.

6. Spülen Sie den Bürstenkopf und den Bürstenkörper unter fließendem Wasser ab, wischen Sie ihn dann mit einem Tuch oder Handtuch ab und setzen Sie ihn wieder in den Sockel ein.

Reinigungsmodus

CLEAN - Für die routinemäßige Reinigung und Plaque-Entfernung

SOFT - Für die Reinigung empfindlicher Zähne und des Zahnfleisches

WHITEN - Für die Entfernung von hartnäckigem Zahnbefall und zum Aufhellen der Zähne

MASAGE - Zur Stimulierung des Zahnfleisches und zur Verbesserung seiner Gesundheit

UV-Licht

Die Ladestation ist mit einem UV-Licht ausgestattet, das den Bürstenkopf nach jeder Verwendung desinfiziert. Das UV-Licht kann 99.9 % der gewöhnlichen Bakterien entfernen, wie z.B. E. Coli, Salmonella, Candida Albicans und H. Simplex oder H1N1 Viren.

- Den originalen Bürstenkopf nur mit dem UV-Licht desinfizieren.

- Der Reinigungszyklus dauert ca. 10 Minuten, an Ende wird das UV-Licht automatisch ausgeschaltet.

- Der Zyklus beginnt automatisch, wenn das Reinigungsgehäuse zu ist.

1. Den Bürstenkopf reinigen und abtrocknen.

2. Das UV-Licht-Gehäuse öffnen.

3. Den Kopf in das Gestell so einlegen, dass die Borsten in Richtung UV-Licht zeigen.

4. Sicherstellen, dass die Ladestation angeschlossen ist.

5. Das Reinigungsgehäuse zumachen, der Reinigungsprozess beginnt automatisch.

- Die blaue Beleuchtung des UV-Lichtes bedeutet, dass das Licht an ist und der Reinigungszyklus erfolgt. Das Licht muss in hell beleuchteten Raum nicht erkannt werden.

- Wenn der Reinigungszyklus vorbei ist, wird die UV-Lampe automatisch ausgeschaltet und das Licht ausgemacht.

Wartung

Das Gerät darf vor der Reinigung nicht an die Steckdose angeschlossen sein.

Ladestation

Den Schmutz aus der Ladeschale und dem UV-Licht mit einem weichen Stoff abwischen.

Zahnbürste

1. Den Bürstenkopf entnehmen.

2. Den Schmutz von der ganzen Oberfläche mit einem weichen Stoff abwischen und die Zahnbürste zurück in die Ladestation einlegen. Das Handstück nicht ganz ins Wasser eintauchen.

3. Den Bürstenkopf und die Borsten nach jeder Verwendung spülen.

4. Die Zahnbürste und Ihre Teile nicht in der Spülmaschine spülen.

Empfehlung:

Wechseln Sie die Köpfe nach 3 Monaten oder wenn die blauen Borsten weiß werden.

Problembehandlung

Problem

Mögliche Ursache

Lösung

Die Bürste funktioniert nicht

Die Bürste wurde nie eingeschaltet oder mehr als 3 Monate benutzt

Die Bürste wird zu hart auf die Zähne gedrückt

Die Bürste funktioniert nur eine kurze Zeit oder wird sofort ausgeschaltet, wenn sie aus der Ladestation entnommen wird

UV-Licht leuchtet nicht

Die Reinigungsgehäuse nicht zu

Die Ladestation ist nicht angeschlossen

Das UV-Licht ist besch



SonicBrush UV

Video - How to use SonicBrush UV

Video - Equipment of SonicBrush UV




PL – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu

- Baza z lampą
- Konstrukcja szczoteczki
- 1x końcówka Sensitive, 1x końcówka Standard,
- 1x końcówka Whiten
- Walizka podróżna


Opis produktu

Konstrukcja szczoteczki
1. Przycisk włączania i wyłączania
2. Przycisk wyboru trybu czyszczenia
3. Wskaźnik wybranego trybu
4. Wskaźnik ładowania



Ladowanie
Przed ładowaniem upewnij się, że szczoteczka jest wyłączona. Podłącz wtyczkę bazy do gniazdka i umieść szczoteczkę w podstawce. Na szczotecze rozwieńcie się na czerwono wskaźnik ładowania. Po pełnym ładowaniu wskaźnik świeci na zielono.

1. Pełne ładowanie trwa 24 godziny. Maksymalna pojemność wystarczy na 20 wcześniejszych cykli lub na około 10 dni przy czyszczeniu dwa razy dziennie
2. Szczoteczka należy ładować 24 godziny:
 - Przed pierwszym użytkowaniem
 - Jeżeli nie była użyjkowana przez dłuższy niż 3 miesiące
 - Jeżeli bateria jest całkowicie rozładowana
3. Aby utrzymywać pełną pojemność baterii, po wykorzystaniu odkładaj szczoteczkę do podstawki. Podstawa musi być podłączona do gniazdka.
4. Podczas ładowania szczoteczka może się nagrzewać



Czyszczenie zębów
1. Aby uzyskać maksymalną skuteczność, podziel czyszczenie na 4 sekcje i poswieć każdej z nich 30 sekund. Po 30 sekundach szczoteczka zatrzyma się na chwilę, aby poinformować o konieczności przejścia do następnej sekcji. Po 2 minutach szczoteczka wyłączy się. Czyszczyć zęby co najmniej dwa razy dziennie, rano i wieczorem.

2. Umieść głowę szczoteczki mocno na metalowym trzonku, włożem skierowanym do przodu uchwytu.

3. Zwiń głowę, natknij pastę do zębów i rozprowadź ją po zębach.

4. Włącz szczoteczkę za pomocą przycisku ON/OFF. Aby wybrać innego trybu, naciśnij przycisk ponownie.

5. W każdej sekcji zaczynaj od czyszczenia zewnętrznej strony zębów, następnie wewnętrznej strony zębów, a na końcu wyczyść powierzchnie. Trzymaj szczoteczkę przechyloną tak, aby własne delikatnie dotykalo jednocześnie zęby i brzegi dziąseł. Podczas czyszczenia nie naciśkaj szczoteczki i nie wykonuj okrągłych ruchów, jak w przypadku szczoteczki manualnej, ale powoli przesuwaj się od jednego zęba do drugiego.

6. Oplucz głowę i korpus szczoteczki pod bieżącą wodą, a następnie wytrzyj szmatką lub ręcznikiem i umieść z powrotem w podstawce.

Tryb czyszczenia

CLEAN - Do rutynowego czyszczenia i usuwania plamy na zębach

SOFT - Do czyszczenia wrażliwych zębów i dziąseł

WHITEN - Do usuwania uporczywej plamy na zębach i wybielania zębów

MASSEAGE - Do stymulacji dziąseł i poprawy ich zdrowia

Lampa UV

Elementem bazy jest lampa UV, która po każdym wykorzystaniu dezynfekuje głowicę czyszczącą. Lampa UV potrafi usuwać 99,9%%

powszechnie występujących bakterii. Niszczy na przykład bakterię E. Coli i Salmonelli, drożdże Candida Albicans i wirus H. simplex albo H1N1.

- Lampy UV dezynfekują jedynie organiczne głowice.

- Cykl czyszczący trwa mniej więcej 10 minut, a po jego ukończeniu lampa sama się wyłącza.

- Cykl uruchamia się automatycznie po każdym zamknięciu pokrywy lampy.

1. Oczyść i wysuszM głowicę.

2. Otwórz pokrywę lampy UV.

3. Umieść głowicę w podstawce tak, aby była skierowana włożem do lampy UV.

4. Upewnij się, że baza ładowająca jest podłączona do gniazdka.

5. Zamknij pokrywę lampy UV, proces dezynfekcji automatycznie się uruchomi.

- Niebieskie oświetlenie przestrzeni lampy UV oznacza, że lampa jest w tryku pracy, a cykl czyszczący trwa. Światło w wyraźnie oświetlonych pomieszczeniach nie musi być latwe do dostrzeżenia.

- Po ukończeniu cyklu czyszczącego lampa automatycznie się wyłączy, a światło zgaśnie.

Konserwacja

Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do gniazdka.

Baza
Delikatną ścieżką wytryj nieczystości z podstawki ładowającej i lampy UV.

Szczoteczka

1. Dziedzinę głowicy czyszczącej.

2. Delikatną ścieżką wytryj nieczystości ze wszystkich powierzchni i odlóż szczoteczkę z powrotem do bazy ładowającej. Nie zanurzaj głowice szczoteczki w wodzie.

3. Głowice czyszczącej i jej wlosure opłucz po każdym wykorzystaniu.

4. Nie myj szczotek ani żadnego z jej elementów w zmywarce do naczyń.

Zalecenie: Wyjmij głowice po 3 miesiącach lub gdy niebieskie wlosure stanie się białe.

Problemy i ich rozwiązania

Problem Ewentualna przyczyna Rozwiązanie

Szczoteczka nie działa Szczoteczka jeszcze nigdy nie była uruchamiana albo nie była wykorzystywana przez ponad 3 miesiące Ładuj szczoteczkę przez co najmniej 24 godziny

Ślabe lub przywrzane vibracje Szczoteczka jest zbyt silnie przyciskana do zębów Przyciskaj szczoteczkę do powierzchni zębów z mniejszą siłą

Szczoteczka działa tylko przez chwilę lub wyłącza się natychmiast po odłączeniu od bazy zasilającej Bateria jest u końca swojej żywotności Skontaktuj się z obsługą klienta

Oświetlenie lampy UV nie działa Pokrywa nie jest zamknięta Zamknij pokrywę

Baza nie jest podłączona do gniazdka Podłącz baze do gniazdka

Lampa UV jest uszkodzona Skontaktuj się z obsługą klienta

Osztrożenie dotyczące bezpieczeństwa
- Zamień korzystanie z produktu skonsultuj ze stomatologiem.

- Jeżeli w trakcie używania wystąpią jakiekolwiek problemy zdrowotne, zaprzestań korzystania z produktu i skonsultuj się z lekarzem w kwestii jego dalszego użytkowania.
- Światło lampy UV może być szkodliwe dla oczu i skóry. Jeżeli świeci również po otwarciu pokrywy, przestań wykorzystywać produkt i skontaktuj się z obsługą klienta.
- Pojemność baterii może się zwiększyć w czasie obniżać. Jeżeli w pełni naładowana szczoteczka wystarczy na jedynie jedno czyszczenie, skontaktuj się z obsługą klienta.
- Przechowywaną lampa UV poza zasięgiem dzieci.
- Jeżeli lampa UV świeci się, nie dotykaj jej i odsuń się na bezpieczną odległość. Dopiero po 30 minutach możesz posprzątać jej odlamki oraz zawartość.

Zobowiązanie producenta

Produkt TrueLife objęty jest gwarancją na wady produkcyjne. W przypadku wystąpienia takiej wady firma elem6 s.r.o. zobowiązuje się do jej naprawy naprawy i wymiany wadliwego elementu czy całego produktu na właściwy odpowiednik w zależności od oceny technicznej wady. Jakakolwiek nieuprawniona manipulacja z produktem oznacza wykroczenie poza zakres gwarancji, również w sytuacji, kiedy w związku z wadą, zaniebaniem lub innymi błędami produktu dojdzie do jego zniszczenia lub uszkodzenia. Gwarancja nie obejmuje w przypadku uszkodzeń wynikających z użytkowania, wypadyku czy zwykłego zużycia. Firma elem6 s.r.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki, zranienia, śmierć czy inne niepożądane efekty związane z wykorzystywaniem tego produktu. Firma elem6 s.r.o. w zaledwie razie nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe lub umyślne szkody związane z wykorzystywaniem produktu lub będące efektem jego wykorzystywania (lub któregokolwiek z jego elementów składowych). Zwrot lub wymiana elementów zapasowych i/lub produktów może podlegać dodatkowym opłatom za transport, czynności manipulacyjne, wymianę i/lub uzupełnienie produktu.

Bledny w druku i zmiany w informacjach zastrzeżone.

HU – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Csomag tartalma

- Állvány UV lámpával
- A kefe teste
- 1x Sensitive fej, 1x Standard fej, 1x Whiten fej
- Utazási eset

Termékleírás

- A kefe teste
- 1 Kikapcsoló/bekapcsoló gomb
- 2 Gomb a tisztítási üzemmód kiválasztásához
- 3 A kiválasztott üzemmód jelzője
- 4 Töltés kijelzője

Állvány

- 5 UV lámpa fedőlapja
- 6 Állvány
- 7 UV lámpa
- 8 UV lámpa ajtaja
- 9 Feltöltő állvány
- 10 Töltőkábel
- 11 Dugó

- Brush Heads
- 12 Megkülsőönbőztető gyűrű

Tisztítófej

Feltöltés előtt győződjön meg róla, hogy a kefe teste ki van kapcsolva. Csatlakoztassa az állvány dugóját az aljzatba, és helyezze a kefe testét az állványnál a töltésjelző pirosan világít a teszt. Teljesen feltöltött állapotban a jelzőfény zöldön világít.

1. A teljes kapacitás 24 óráról vesz igénybe. A teljes kapacitás elengedő 20 óráre beállított ciklusban vagy körülbelül 10 napig, napi kétszor fogmosásban.

- 2. A kefet 24 órát minden kefetöltéstől előtt:
- Az első használat előtt
- Ha a hőkapacitás közzététel előtt
- Ha az akkumulátor teljesen lemaradt
- Ha a teljes kapacitás fenntartásához az éppen nem használt kefet hagyja az állványon. Az állvány legyen csatlakoztatva az aljzatra
- A kefe töltés közben felmelegedhet.

Fogtisztítás

- 1. A maximális hatékonyság érdekében osszák el tisztítást 4 szakaszra, és mindenek közöttük adjon 30 másodpercet.

2. A kefet minden 24 órára újra töltéstől előtt:

- Ha a hőkapacitás közzététel előtt
- Ha az akkumulátor teljesen lemaradt
- Ha a teljes kapacitás fenntartásához az éppen nem használt kefet hagyja az állványon.
- A kefe töltés közben felmelegedhet.

Czyszczenie zębów

1. Następny cykl czyszczenia rozpoczyna się po 4 sekundach i po 30 sekundach.

2. Czyszczenie trwa 24 órą. Powtórnego napełniania szczotki bo zdróżna 20 w naprzej nastawionych cyklow alii pribliżno 10 dni pri čiščenju dvakrat dnevno.

3. Szczotka jest gotowa do użycia, kiedy gombik na szczotce jest zielony.

4. Med polnjenjem se lahko začeti s čiščenjem.

Polinjenje

Pred polnjenjem se prepričajte, da je ohišje ščetke izklapljen. Priklopite vtič v vtičnico in postavite ohišje ščetke v stojalo. Na ohišju rdeče zasveti kazalec polnjenja. Po napolnitvi kazalec sveti zeleno.

1. Polnjenje traja 24 ór. Powtórnego napełniania szczotki bo zdróżna 20 w naprzej nastawionych cyklow alii pribliżno 10 dni pri čiščenju dvakrat dnevno.

2. Ščetko je treba polniti 24 ur:

- Pred prvo uporabo

- Če ni bila v uporabi dlje od 3 mesecov

- Če je baterija povsem prazna

3. Začnite polnjenje polnimo zmogljivosti pustite ščetko ob nedejavnosti v stojalu. Stojalo mora biti priključeno v vtičnico.

4. Med polnjenjem se lahko začeti s čiščenjem.

Čiščenje zoub

1. Na začetku uporabljajte razdalito čiščenje na 4 debla in vsakemu delu namenite 30 sekund. Po 30 sekundah se bo zobra za kratko za kratko čas ustavljal in v pozicijo, da preide na naslednji del. Po 2 minutiha se bo ščetka sama izklapljen. Cistlite vsaj dvakrat na dan, zjutraj in zvečer.

2. Ščetko je treba redno namestiti na kovinsko gred, tako da se ščetke namesti na sprednjem delu ročaja.

3. Navlažite glavo, nanesite zobno pasta in jo razpoložite po zobe.

4. Zobno ščetko vklipnite z gumbov za vklipščik. Če želite izbrati drug način, pritisnite spodnji gumb.

5. V vsakem delu začnite s čiščenjem zunanjosti zob, nato notranjosti zob in koncu očistite površine. Zobno ščetko držite nagnjeno, tako da se ščetina ne dotikajo zob in robov dlesni hrki. Pri čiščenju ne potiskajte ščetke in ne delajte krožnih gibov kot za ročno zobno ščetko, temveč se počasi premikajte od enega zuba do drugega.

6. Glavo in telo ščetke sperite pod tekočo vodo in natopite s kropo ali brisačo ter vstavite nazaj v podstavek.

UV-lucka

Baza (postopek) uporablja UV lampičko koja dezinficira glavo za čiščenje nakon svake uporabe. UV lampica može ukloniti 99,9% ubičajnih bakterij.